

## **FICHA TÉCNICA**

### **GLUTA-PAC®**

### **(Glutaraldehído 2% Solución)**

#### **INDICACIONES:**

Es un potente bactericida en su forma alcalina que se utiliza como desinfectante en frío de equipo e instrumental médico, odontológico, quirúrgico (pinzas, porta agujas, espéculos, retractores, separadores, exploradores, tijeras y afines), dispositivos médicos y elementos termosensibles (endoscopios, resucitadores, hojas de laringoscopio con fibra óptica, cubetas plásticas, prótesis dentales y afines), incluyendo los instrumentos de diálisis y de cirugía, los frascos de succión, broncoscopias, endoscopias y el instrumental de oído, nariz, y garganta.

#### **COMPOSICIÓN**

Glutaraldehído, Anticorrosivo y vehículo.

#### **INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVACIÓN Y USO:**

**Paso 1.** Agitar solución activadora antes de agregar el contenido al galón del producto. Destape el galón de GLUTA-PAC® y active el producto agregando completamente el contenido del frasco de la solución activadora.

**Paso 2.** Tape el galón y mezcle para homogenizar. La solución Activada es de color azul.

**Paso 3.** Anote la fecha de Activación en el espacio correspondiente de la etiqueta del producto.

**Paso 4.** Anote la fecha de Expiración del producto activado. El tiempo de duración de GLUTA-PAC® es de 30 días a partir de la fecha de activación.

**Paso 5.** Lave los elementos con detergente adecuado y enjuague muy bien.

**Paso 6.** Sumerja los elementos en GLUTA-PAC® activado de forma que queden completamente en contacto con la solución. Preferiblemente utilice recipientes plásticos con tapadera.

**Paso 7.** Dejar en inmersión por lo menos por 20 minutos para lograr una desinfección de alto nivel.

**Paso 8.** Enjuague los elementos con suficiente agua estéril. Seque con compresas estériles. Utilice los dispositivos en el menor tiempo posible.

#### **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:**

Utilice equipo de protección adecuado.

No ingerir, evitar el contacto con alimentos, ojos, piel y mucosas. No se recomienda GLUTA-PAC® para aspersión.

#### **DESCRIPCIÓN:**

Líquido transparente incoloro o levemente opalescente. La solución Activada es de color celeste.

#### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Aplicar sobre superficies inertes.

#### **ALMACENAMIENTO:**

Guardar en frascos bien cerrados a temperatura no mayor de 30°C y protegido de la luz y el calor. Manténgase fuera del alcance de los niños.

#### **REGISTRO**

El Salvador: I.M.046612032015

#### **PRESENTACIÓN**

- Contenedor por: 1 galón (solución de glutaraldehído al 2%) + Frasco por 200 mL (solución activadora).
- Contenedor por: 5 Litros (solución de glutaraldehído al 2%) + Frasco por 280 mL (solución activadora)

#### **PROPIEDADES:**

**vigencia de la solución activada:**

30 días

**vigencia sin activación:**

24 meses.

Tóxico por ingestión e inhalación.

Moderadamente irritante al contacto con la piel.

Causa irritación en contacto ojos y mucosas.

Producto Centroamericano  
Fabricado en El Salvador  
Por Laboratorios FALMAR  
www.falmar.biz