

FICHA TÉCNICA

CLORHEXISOL® 2% SOLUCIÓN (Solución de Clorhexidina Gluconato al 2%)

INDICACIONES

CLORHEXISOL® 2% SOLUCIÓN Es un bactericida que actúa rápidamente a las concentraciones recomendadas. Eficaz contra las bacterias Grampositivas y Gramnegativas, entre ellas: Clostridium, Corynebacterium, Staphylococcus aureus, Bacillus, Streptococcus, Escherichia coli, Proteus, Salmonella y Klebsiella. Activo contra hongos y levaduras como: Trichophyton, Candida, Microsporium, Saccharomices y Penicillium. También útil contra virus.

Desinfección rutinaria de manos, desinfección de manos de cirujano y baño de pacientes antes de cirugía, desinfección cutánea en piel integra o con heridas y quemaduras, almacenamiento de instrumental médico-quirúrgico y otros.

COMPOSICIÓN

Gluconato de Clorhexidina (2.0 g), Vehículo c.s.p. 100 mL.

FORMA DE USO

Desinfección rutinaria de manos: Lavarse las manos con agua y jabón, enjuague hasta no dejar residuos de jabón y seque. Luego aplique aproximadamente 5mL de **CLORHEXISOL® 2% SOLUCIÓN** sin diluir y frote hasta secar.

Antisepsia preoperatoria de la piel: Lavar con jabón la zona de la piel que se desee desinfectar. Enjuagar hasta retirar todo residuo de jabón y aplicar cantidad suficiente de **CLORHEXISOL® 2% SOLUCIÓN** friccionando hasta secar.

Desinfección de áreas, superficies de equipos e instrumentos médicos-quirúrgicos: Sumergir los objetos **CLORHEXISOL® 2% SOLUCIÓN** por lo menos durante 30 minutos.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipersensibilidad a la Clorhexidina.

USO EXTRACTAMENTE EXTERNO.

Evitar el contacto con los ojos, los oídos, la boca y las meninges, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. En caso de hipersensibilidad discontinuar su uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN

El Gluconato de Clorhexidina destruye la membrana plasmática de la célula bacteriana provocando pérdida del contenido intracelular.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica o aplicada sobre superficies inanimadas.

ALMACENAMIENTO

Guardar a temperatura no mayor de 30°C en frascos bien cerrados y protegidos de la luz y fuera del alcance de los niños.

REGISTRO

El Salvador IM051820082020.

PRESENTACIÓN

Envase por 250mL, 450mL, 500mL, 1 litro, 1 galón y 5 litros.

PROPIEDADES

El producto **no mancha** ropa ni superficies.

Solución transparente, incolora o levemente amarilla.

No posee aroma, por lo que no transmite olores.

Es soluble en agua, por lo que puede ser retirado fácilmente con el enjuague.

Producto Fabricado en El Salvador
Por Laboratorios FALMAR
www.falmar.biz