

FICHA TÉCNICA

LIMPIEL JABÓN PARA MANOS LÍQUIDO

INDICACIONES

Limpiel Jabón para manos líquido es un producto bactericida, fungicida, desarrollado con una fórmula balanceada que permite mantener la suavidad de la piel; utilizado para limpiar y eliminar los microorganismos, posee un amplio espectro contra bacterias, hongos y levaduras.

Especialmente indicado para el lavado de manos de personal en establecimientos de salud, como hospitales, clínicas y en la industria de procesamiento de alimentos, adicionalmente está libre de color, se enjuaga fácilmente y posee buena estabilidad química.

COMPOSICIÓN

Sodio Lauril Éter Sulfato, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, correctivos y vehículo.

FORMA DE USO

Mojar las manos, aplicar cantidad suficiente de Jabón líquido sobre la palma de la mano, presionando el dispensador, friccionar las áreas de los dedos, las uñas, las palmas y el dorso de las manos; enjuagar con suficiente agua limpia y secar.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipersensibilidad al Lauril éter sulfato. En caso de sensibilidad, lavar con abundante agua y suspenda su uso. No ingerir, en caso de ingestión consultar con el médico. Evite el contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos.

DESCRIPCIÓN

Jabón líquido para la limpieza y desinfección de manos en áreas hospitalarias y lugares claves para la higiene.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica

ALMACENAMIENTO

Guardar en frascos bien cerrados, protegido de la luz y calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

REGISTRO

IM 006706022020

PRESENTACIÓN

Frasco por 250 mL, 500 mL, 1 Litro, 1 Galón.
Bolsa por 400 mL, 500 mL, 900 mL.

PROPIEDADES

Solubilidad:

Miscible en cualquier proporción con agua.

Mecanismos de acción:

Actúa por mecanismo de arrastre, eliminando de la piel la suciedad, el polvo y la grasa.

No contaminante:

Trasmite olor agradable, sin dejar color ni manchas en la piel.

Desodorizante:

Remueve olores desagradables por interacción química con estos y los microorganismos.

Producto Centroamericano
Fabricado en El Salvador
Por Laboratorios FALMAR
www.falmar.biz