



FICHA TÉCNICA

LIMPIEL JABÓN PARA MANOS SPRAY

USO PREVISTO

Para limpieza y desinfección de manos en áreas hospitalarias y lugares claves para la higiene.

COMPOSICIÓN

Sodio Lauril Éter Sulfato, correctivos y vehículo.

INDICACIONES DE USO

Mojar las manos, aplicar cantidad suficiente de Jabón en spray sobre la palma de la mano, presionando el dispensador, friccionar las áreas de los dedos, las uñas, las palmas y el dorso de las manos; enjuagar con suficiente agua limpia y secar.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipersensibilidad al Sodio Lauril éter sulfato. En caso de sensibilidad, lavar con abundante agua y suspenda su uso. No ingerir, en caso de ingestión consultar con el médico. Evite el contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos.

DESCRIPCIÓN

Limpíel Jabón para manos spray es un producto bactericida fungicida, desarrollado con una fórmula balanceada que permite mantener la suavidad de la piel; utilizado para limpiar y eliminar los microorganismos, posee un amplio espectro contra bacterias, hongos y levaduras.

Especialmente indicado para el lavado de manos de personal en establecimientos de salud, como hospitales, clínicas y en la industria de procesamiento de alimentos, adicionalmente está libre de color, se enjuaga fácilmente y posee buena estabilidad química.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica

ALMACENAMIENTO

Guardar en frascos bien cerrados, protegido de la luz y calor. Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA ÚTIL

El tiempo estimado de vida útil del producto LIMPIEL JABÓN PARA MANOS SPRAY, es de un promedio de 24 meses (2 años).

REGISTRO SANITARIO

El Salvador IM 006606022020

PRESENTACIÓN

Bolsa por 400 mL, 500 mL y 900 mL.

PROPIEDADES

Solubilidad:

Miscible en cualquier proporción con agua.

Mecanismos de acción:

Actúa por mecanismo de arrastre, eliminando de la piel la suciedad, el polvo y la grasa.

No contaminante:

Trasmite olor agradable, sin dejar color ni manchas en la piel.

Desodorizante:

Remueve olores desagradables por interacción química con estos y los microorganismos.

Producto Centroamericano
Fabricado en El Salvador
Por Laboratorio de Insumos Médicos
Falmar MedicalCare
www.falmar.biz